

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-BC II

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-BC II
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Code Produit	146

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.

Appareils Compatibles

- Mindray BC-1800
- Mindray BC-2300
- Mindray BC-2600
- Mindray BC-2800
- Mindray BC-2900
- Mindray BC-3000 Plus
- Mindray BC-3200
- Hualiang HA series
- Meisikang MC series
- Pukang PE-6000
- Pukang PE-6100
- Pukang PE-6300
- Pukang PE-6800
- Pukang PE-6900

