

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de cellules sanguines

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de cellules sanguines
Spécifications d'Emballage	1 L, 1 L x 4, 5 L, 5 L x 2, 20 L
Code Produit	147

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage destinée au système de réaction lors des tests effectués avec l'analyseur de cellules sanguines, afin de faciliter le test in vitro des cellules sanguines, de l'hémoglobine et d'autres substances à mesurer.

Appareils Compatibles

- Mindray BC-1800
- Mindray BC-2300
- Mindray BC-2600
- Mindray BC-2800
- Mindray BC-2900
- Mindray BC-3000
- Mindray BC-3000 Plus
- Mindray BC-3200
- Pukang PE-6000
- Pukang PE-6100
- Pukang PE-6300
- Pukang PE-6800
- Pukang PE-6900

