

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-EO II 53

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-EO II 53
Spécifications d'Emballage	200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Code Produit	152

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.

Appareils Compatibles

- Mindray BC-5100
- Mindray BC-5180
- Mindray BC-5300
- Mindray BC-5310
- Mindray BC-5380

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

