

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant–LH53

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant–LH53
Spécifications d'Emballage	250 mL, 500 mL, 1 L, 3 L, 5 L, 20 L
Code Produit	153

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.

Appareils Compatibles

- Mindray BC–5100
- Mindray BC–5180
- Mindray BC–5300
- Mindray BC–5310
- Mindray BC–5380
- Mindray BC–5390

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

