

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant–EO II 53S

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant–EO II 53S
Spécifications d'Emballage	200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 20 L
Code Produit	156

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.

Appareils Compatibles

- Mindray BC–5100
- Mindray BC–5180
- Mindray BC–5380
- Mindray BC–5390

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.