

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LH52

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.



Photo du Produit

Modèle du
ProduitRéactif Hémolysant-
LH52Spécifications
d'Emballage

100 mL, 20 L

Code Produit

166

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine.

Appareils Compatibles

Mindray BC-5000

Mindray BC-5120

Mindray BC-5130

Mindray BC-5140

Mindray BC-5150

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

