

Réactif de Diagnostic In Vitro

Liquide de gainage-SY

Il est utilisé avec l'analyseur de cellules pour diluer l'échantillon de sang afin de former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur



Photo du Produit

Modèle du Produit	Liquide de gainage-SY
Spécifications d'Emballage	20 L
Code Produit	p1094

Usage Prévu

Il est utilisé avec l'analyseur de cellules pour diluer l'échantillon de sang afin de former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur

Principe

Il dilue les leucocytes afin que l'instrument effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser

Composition

Agent tampon

Autres Informations

Liquide de gainage

