

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-MEK310 250 mL

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Réactif Hémolysant-
MEK310

Spécifications
d'Emballage

250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L,
10 L, 20 L

Code Produit

p1114

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes

Composition

Sel d'ammonium quaternaire ...

