

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LA1

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Modèle du Produit          | Réactif Hémolysant-LA1         |
| Spécifications d'Emballage | 200 mL, 500 mL, 1 L, 4 L, 20 L |
| Code Produit               | p1122                          |

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes

Composition

Chlorure de sodium, sel d'ammonium quaternaire ...

