

Réactif de Diagnostic In Vitro

Liquide de Gainage-UT5S 20 L

Il est utilisé conjointement avec l'analyseur de cellules; il dilue l'échantillon de sang pour former un flux de gainage, facilitant la numération et la classification des cellules par l'analyseur



Photo du Produit

Modèle du Produit	Liquide de Gainage-UT5S
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1132

Usage Prévu

Il est utilisé conjointement avec l'analyseur de cellules; il dilue l'échantillon de sang pour former un flux de gainage, facilitant la numération et la classification des cellules par l'analyseur

Principe

Il dilue les leucocytes afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser

Composition

Acide chlorhydrique, tris(hydroxyméthyl)aminométhane...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.