

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon-BS

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que la substance à mesurer puisse être détectée au moyen du module d'électrolytes. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant-BS
Spécifications d'Emballage	2.0 L
Code Produit	p1156

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à analyser, afin que la substance à mesurer puisse être détectée au moyen du module d'électrolytes. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection

Principe

Dans la méthode à électrode, le dosage des électrolytes repose sur l'équation de Nernst. Pour les ions monovalents à 25 °C, l'équation de Nernst se simplifie comme suit: $E = E_{0isa} + 0.05916 \lg a$, où E est le potentiel mesuré et E_{0isa} est le potentiel initial...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.