

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de Coloration-MNR

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du
ProduitSolution de Coloration-
MNRSpécifications
d'Emballage

82 mL

Code Produit

p1183

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines

Principe

Les leucocytes sont colorés à l'aide de la solution de coloration pour l'analyse des cellules sanguines et, en association avec la technique de cytométrie en flux fondée sur la diffusion de la lumière laser et la coloration fluorescente, les leucocytes sont détectés

Composition

Colorant fluorescent, substances organiques...

