

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de Coloration-MDF II

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de Coloration-MDF II
Spécifications d'Emballage	12 mL, 22 mL, 22 mLx2, 42 mL, 42 mLx2, 1 L, 2 L
Code Produit	p1188

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines

Principe

Les leucocytes sont colorés à l'aide de la solution de coloration pour l'analyse des cellules sanguines et, en association avec la technique de cytométrie en flux fondée sur la diffusion de la lumière laser et la fluorescence...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.