

Réactif de Diagnostic In Vitro

Liquide de gainage-CD

Pour utilisation avec les analyseurs de cellules; il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang et former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur



Photo du Produit

Modèle du Produit	Liquide de gainage-CD
Spécifications d'Emballage	10 L, 20 L
Code Produit	p1189

Usage Prévu

Pour utilisation avec les analyseurs de cellules; il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang et former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur

Principe

Il dilue les leucocytes afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser...

Autres Informations

Liquide de gainage

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.