

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-UT I

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines




Photo du Produit

Modèle du
Produit

Diluant-UT I

Spécifications
d'Emballage

5 L, 20 L

Code Produit

p1192

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Il dilue les cellules sanguines et, en association avec la technique de cytométrie en flux fondée sur les méthodes d'impédance, de colorimétrie, de diffusion de la lumière laser et de coloration fluorescente, réalise la classification, la numération des cellules et le dosage de l'hémoglobine

Composition

Sulfate de sodium, chlorure de sodium, phosphates, conservateurs...

