

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-53BAL

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Modèle du Produit          | Réactif Hémolysant-53BAL         |
| Spécifications d'Emballage | 500 mL, 1 L x 4, 5 L, 10 L, 20 L |
| Code Produit               | p1206                            |

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Il lyse les globules rouges en maintenant intacte la morphologie des leucocytes, afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des leucocytes par la méthode de diffusion de la lumière laser...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.