

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-KL2

Il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang total à analyser et, avec l'analyseur de sang ou le réactif, pour analyser l'analyte. En clinique, il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour préparer une suspension de cellules par dilution de l'échantillon



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Diluant-KL2

Spécifications
d'Emballage

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Code Produit

p1209

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang total à analyser et, avec l'analyseur de sang ou le réactif, pour analyser l'analyte. En clinique, il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour préparer une suspension de cellules par dilution de l'échantillon

Principe

Il dilue les cellules sanguines afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des cellules sanguines par la méthode d'impédance

Composition

Hydroxyde de sodium, sulfate de sodium, édétate disodique...

