

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-90LHB

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant- 90LHB
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L x 2, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	p1216

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, ce réactif lyse les globules rouges et modifie les leucocytes, en mesurant leur volume (méthode d'impédance) afin de...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.