

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LN68P

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant- LN68P
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Code Produit	p1250

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, les globules rouges sont lysés et le composant colorant de la Solution de Coloration-FN68P colore les globules rouges nucléés, en association avec la diffusion de la lumière laser et la coloration fluorescente...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.