

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-BC II

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines



Photo du Produit

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Modèle du Produit          | Diluant-BC II |
| Spécifications d'Emballage | 5 L, 20 L     |
| Code Produit               | p1256         |

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Il dilue les cellules sanguines afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des cellules sanguines par la méthode d'impédance

Composition

Sulfate de sodium, phosphates, conservateurs

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un local intérieur propre, sec et bien ventilé à 2–35 °C...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

**Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.**

Entreprise nationale de haute technologie · Certifiée ISO 9001 / ISO 13485 · R&D, fabrication et vente de réactifs de diagnostic in vitro