

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-BC52

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant-BC52
Spécifications d'Emballage	5 L, 20 L
Code Produit	p1257

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Il dilue les cellules sanguines afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des cellules sanguines par la méthode d'impédance

Composition

Chlorure de sodium, acide borique, édétate disodique, conservateurs

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un endroit sec et bien ventilé...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Entreprise nationale de haute technologie · Certifiée ISO 9001 / ISO 13485 · R&D, fabrication et vente de réactifs de diagnostic in vitro