

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-DF

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Diluant-DF

Spécifications
d'Emballage

5 L, 20 L

Code Produit

p1265

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon et préparer une suspension de cellules avant l'analyse des cellules sanguines

Principe

Il dilue les cellules sanguines afin que l'analyseur effectue la numération et la classification des cellules sanguines par la méthode d'impédance

Composition

Sulfate de sodium, phosphates, conservateurs

Stockage et Utilisation

Manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement; empiler conformément aux marques de flèches; conserver dans un local intérieur propre, sec et bien ventilé à 2–35 °C...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Entreprise nationale de haute technologie · Certifiée ISO 9001 / ISO 13485 · R&D, fabrication et vente de réactifs de diagnostic in vitro