

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-HGB I

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

Modèle du
ProduitRéactif Hémolysant-
HGB ISpécifications
d'Emballage

5 L, 500 mL, 20 L

Code Produit

p1292

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules ou le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Il lyse les globules rouges, et l'hémoglobine se combine avec le dodécylsulfate de sodium (SDS) pour former un dérivé coloré, $\lambda_{\max}=540\text{nm}\pm\ldots$

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.