

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de Coloration-FN6

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines



Photo du Produit

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modèle du<br>Produit          | Solution de Coloration-<br>FN60                 |
| Spécifications<br>d'Emballage | 12 mL, 12 mL × 4, 48 mL,<br>48 mL × 4, 1 L, 2 L |
| Code Produit                  | p1302                                           |

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines

Principe

Les leucocytes sont colorés à l'aide de la solution de coloration pour l'analyse des cellules sanguines, en association avec la diffusion de la lumière laser et la coloration fluorescente...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.