

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de Coloration–FN68P

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de Coloration– FN68P
Spécifications d'Emballage	12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L
Code Produit	p1303

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, la Solution de Coloration–FN68P, avec l'aide du Réactif Hémolysant–LN68P, agit sur les globules rouges nucléés et les leucocytes...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.