

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LD68P

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules



Photo du Produit

Modèle du Produit	Réactif Hémolysant-LD68P
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 4 L, 20 L
Code Produit	p1304

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges et préserver la morphologie des cellules à analyser, facilitant ainsi la classification et la numération des cellules

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, les globules rouges sont lysés et les leucocytes sont traités dans une certaine mesure pour accroître les différences entre les sous-populations de leucocytes, favorisant ainsi la coloration par la Solution de Coloration-FD68P...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.