

Réactif de Diagnostic In Vitro

Réactif Hémolysant-LH68P

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et former un complexe avec l'hémoglobine, facilitant ainsi le dosage quantitatif de l'hémoglobine



Photo du Produit

Modèle du
ProduitRéactif Hémolysant-
LH68PSpécifications
d'Emballage

500 mL, 1 L, 4 L, 20 L

Code Produit

p1309

Usage Prévu

Il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour lyser les globules rouges, libérer l'hémoglobine et former un complexe avec l'hémoglobine, facilitant ainsi le dosage quantitatif de l'hémoglobine

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, les globules rouges sont lysés pour libérer l'hémoglobine qu'ils contiennent, puis l'hémoglobine est convertie en méthémoglobine; le dosage quantitatif de l'hémoglobine est réalisé par la méthode colorimétrique...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.