

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de Coloration-FD68P

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de Coloration-FD68P
Spécifications d'Emballage	12 mL, 12 mL × 4, 48 mL, 48 mL × 4, 1 L, 2 L
Code Produit	p1310

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les cellules sanguines afin d'observer leur morphologie et leur structure, permettant à l'analyseur de sang d'effectuer la classification et la numération des cellules sanguines

Principe

Au cours de l'analyse des cellules sanguines, la solution de coloration-FD68P colore les leucocytes à l'aide du réactif hémolysant-LD68P et, en combinaison avec la diffusion de la lumière laser et la coloration fluorescente...

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.