

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant-BC5DP

Il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang total à analyser et, avec l'analyseur de sang ou les réactifs, pour détecter la substance à mesurer; en pratique clinique, il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour préparer une suspension de cellules par dilution de l'échantillon



Photo du Produit

Modèle du
Produit

Diluant-BC5DP

Spécifications
d'Emballage

1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L

Code Produit

p1314

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer l'échantillon de sang total à analyser et, avec l'analyseur de sang ou les réactifs, pour détecter la substance à mesurer; en pratique clinique, il est utilisé avant l'analyse des cellules sanguines pour préparer une suspension de cellules par dilution de l'échantillon

Principe

Il dilue les cellules sanguines afin que l'instrument puisse effectuer la numération et la classification des cellules sanguines par la méthode d'impédance

Composition

Chlorure de sodium, sulfate de sodium, conservateurs

