

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur d'hémorhéologie–SKXD I

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique d'hémorhéologie au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur d'hémorhéologie–SKXD I
Spécifications d'Emballage	1 L, 2 L, 2 L × 4, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	234

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur automatique d'hémorhéologie au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.

Appareils Compatibles

- Succeeder SA-5000
- Succeeder SA-5600
- Succeeder SA-6000
- Succeeder SA-6600
- Succeeder SA-6900
- Succeeder SA-7000
- Succeeder SA-9000

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.