

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution substrat BK

Ce produit est destiné à être utilisé avec divers autres réactifs (tels que anticorps primaires, anticorps secondaires, étalons, solution d'arrêt, etc.) afin de réaliser des tests de diagnostic in vitro fondés sur des principes immunologiques. Il doit être utilisé uniquement avec le système de détection désigné.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution substrat BK
Spécifications d'Emballage	130 mL, 130 mL × 4, 500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	1060

Usage Prévu

Ce produit est destiné à être utilisé avec divers autres réactifs (tels que anticorps primaires, anticorps secondaires, étalons, solution d'arrêt, etc.) afin de réaliser des tests de diagnostic in vitro fondés sur des principes immunologiques. Il doit être utilisé uniquement avec le système de détection désigné.

Appareils Compatibles

- Beckman Coulter ACCESS 2
- Beckman Coulter UniCel Dxl 600 Access

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.