

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de nettoyage pour analyseur de protéines spécifiques–XMZD

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur de protéines spécifiques au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de nettoyage pour analyseur de protéines spécifiques–XMZD
Spécifications d'Emballage	500 mL, 4 L, 5 L, 20 L
Code Produit	specificProtein–232

Usage Prévu

Ce produit est une solution de nettoyage du système réactionnel de l'analyseur de protéines spécifiques au cours du processus de test, afin de faciliter le test in vitro de la substance à mesurer.

Appareils Compatibles

- Siemens BN II
- Siemens BN ProSpec

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.