

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon-SY II

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à tester, afin que l'analyte puisse être détecté à l'aide d'un instrument de test. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant d'échantillon-SY II
Spécifications d'Emballage	2.1 L, 5 L, 10 L
Code Produit	208

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à tester, afin que l'analyte puisse être détecté à l'aide d'un instrument de test. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection

Appareils Compatibles

- Sysmex UF-1000i
- Sysmex UF-500i

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.