

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de coloration-SD

Il est utilisé pour colorer les éléments figurés présents dans l'urine, afin d'observer leur morphologie et leur structure et de permettre à l'analyseur de classer et compter les cellules



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de coloration-SD
Spécifications d'Emballage	15 mL, 29 mL
Code Produit	209

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les éléments figurés présents dans l'urine, afin d'observer leur morphologie et leur structure et de permettre à l'analyseur de classer et compter les cellules

Appareils Compatibles

- Sysmex UF-1000i
- Sysmex UF-500i

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.