

Réactif de Diagnostic In Vitro

Liquide de gainage–NUF

Convient aux analyseurs fonctionnant selon le principe de l'analyse par cytométrie en flux. Il sert à diluer les échantillons d'urine et à former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Liquide de gainage–NUF
Spécifications d'Emballage	500 mL, 1 L, 10 L, 20 L
Code Produit	715

Usage Prévu

Convient aux analyseurs fonctionnant selon le principe de l'analyse par cytométrie en flux. Il sert à diluer les échantillons d'urine et à former un flux de gainage, ce qui facilite le comptage et la classification des cellules par l'analyseur.

Appareils Compatibles

- Sysmex UF–3000
- Sysmex UF–4000
- Sysmex UF–5000

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.