

Réactif de Diagnostic In Vitro

Solution de coloration-FS

Il est utilisé pour colorer les éléments figurés présents dans l'urine, afin d'observer leur morphologie et leur structure et de permettre à l'analyseur de classer et compter les cellules.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Solution de coloration-FS
Spécifications d'Emballage	29 mL
Code Produit	723

Usage Prévu

Il est utilisé pour colorer les éléments figurés présents dans l'urine, afin d'observer leur morphologie et leur structure et de permettre à l'analyseur de classer et compter les cellules.

Appareils Compatibles

Sysmex UF-4000

Sysmex UF-5000

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.