

Réactif de Diagnostic In Vitro

Diluant d'échantillon-CR

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à tester, afin que l'analyte puisse être détecté à l'aide d'un instrument de test. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection.



Photo du Produit

Modèle du Produit	Diluant d'échantillon-CR
Spécifications d'Emballage	500 mL, 2.1 L, 2.1 L × 2, 5 L, 10 L, 20 L
Code Produit	744

Usage Prévu

Il est utilisé pour diluer et liquéfier l'échantillon à tester, afin que l'analyte puisse être détecté à l'aide d'un instrument de test. Le produit lui-même ne participe pas directement à la détection.

Appareils Compatibles

- Sysmex UF-4000
- Sysmex UF-5000

Ce document est établi à partir des informations d'enregistrement du produit et n'est fourni qu'à titre de référence. Veuillez consulter la notice du produit et le certificat d'enregistrement pour plus de détails.