

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza de lavagem de sonda para bioquímica LS I

Este produto é utilizado para a limpeza do sistema de reação durante o processo de análise, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza de lavagem de sonda para bioquímica LS I
Especificações de Embalagem	20 mL, 59 mL, 59 mL x 12, 500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1230

Utilização Prevista

Este produto é utilizado para a limpeza do sistema de reação durante o processo de análise, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para analisadores de bioquímica. Seu principal princípio de funcionamento é que os componentes da solução de limpeza reduzem efetivamente a tensão superficial dos resíduos deixados no analisador de bioquímica, de modo que os resíduos...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.