

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–SY I

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de coagulação–SY I
Especificações de Embalagem	50 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Código do Produto	p1061

Utilização Prevista

Este produto é utilizado para limpar o sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida

Princípio

O hipoclorito de sódio presente na solução de limpeza decompõe eficazmente as proteínas do sistema de reação, facilitando a limpeza das proteínas da amostra de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.