

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão BK 1.95 L

Reagente auxiliar de imunoenensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoenensaio por quimiluminescência da série Beckman



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Solução tampão BK

Especificações
de Embalagem

1.95 L, 1.95 Lx4

Código do
Produto

p1062

Utilização Prevista

Reagente auxiliar de imunoenensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoenensaio por quimiluminescência da série Beckman

Composição

Composto por cloreto de sódio, estabilizador, surfactante, conservante e água

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar...

Outras Informações

Solução de lavagem; Wash Buffer

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnologia · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I&D, fabrico e venda de reagentes de diagnóstico in vitro