

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza concentrada de imunoensaio XMZ

Este produto é um agente de limpeza do sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência, a fim de facilitar a detecção in vitro da substância a ser medida



Foto do Produto

Modelo do Produto

Imunoensaio XMZ concentrado

Especificações de Embalagem

70 mL, 500 mL, 20 L

Código do Produto

p1066

Utilização Prevista

Este produto é um agente de limpeza do sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência, a fim de facilitar a detecção in vitro da substância a ser medida

Princípio

Este produto é um agente de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hipoclorito de sódio presente na solução de limpeza pode dissolver as proteínas do sistema de reação, facilitando a limpeza das proteínas das amostras de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.