

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para células sanguíneas CD

Este produto é um agente de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir




Foto do Produto

Modelo do Produto	Células sanguíneas CD
Especificações de Embalagem	5 L, 20 L
Código do Produto	p1070

Utilização Prevista

Este produto é um agente de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir

Princípio

Este produto é um agente de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o tensoativo da solução de limpeza reduz efetivamente a tensão superficial das proteínas do sistema de reação, de modo que as proteínas das amostras de sangue são facilmente removidas pela lavagem...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

