

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão Acid + Solução tampão Base

É utilizado em analisadores de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação




Foto do Produto

Modelo do Produto

Solução tampão Base + Solução tampão Acid

Especificações de Embalagem

1500 mL, 1500 mL × 2, embalagem combinada, 300 mL, 300 mL × 2, 20 L

Código do Produto

p1074

Utilização Prevista

É utilizado em analisadores de imunoenensaio para fornecer/manter o ambiente de reação

Composição

A solução tampão Base é composta por hidróxido de sódio, um tensoativo e água. A solução tampão Acid é composta por ácido nítrico, água, etc

Armazenamento e Utilização

Conservar em local limpo, seco e bem ventilado, a 2 °C...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.