

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução tampão YHL 10 L

Reagente auxiliar para imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série iFlash



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Solução tampão YHL

Especificações
de Embalagem

1 L, 10 L, 20 L

Código do
Produto

p1090

Utilização Prevista

Reagente auxiliar para imunoensaio, utilizado em conjunto com reagentes de imunoensaio para fornecer/manter o ambiente de reação dos analisadores de imunoensaio por quimiluminescência da série iFlash

Composição

Composto por cloreto de sódio, fosfatos, conservantes e água

Armazenamento e Utilização

Manusear com cuidado ao carregar e descarregar, empilhar de acordo com as marcas de seta e conservar em local seco, bem ventilado e limpo, a 2–35 °C...

