

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza da série K

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir



Foto do Produto

Modelo do
Produto

Série K

Especificações
de Embalagem10 mL, 50 mL, 500 mL, 5
L, 20 LCódigo do
Produto

p1092

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante os testes com o analisador de células sanguíneas, a fim de facilitar o teste in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a medir

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que limpa as proteínas residuais do sistema de reação

Composição

Hipoclorito de sódio...

