

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–ZCWY II

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de coagulação–ZCWY II
Especificações de Embalagem	60 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Código do Produto	p1097

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação do analisador automático de coagulação durante o processo de teste, a fim de facilitar o teste in vitro da substância a ser medida

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o hipoclorito de sódio presente na solução de limpeza pode dissolver eficazmente as proteínas, facilitando a limpeza das proteínas das amostras de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.