

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza de hemorreologia ZCWYL

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação utilizada durante a detecção em um analisador automático de hemorreologia, com o objetivo de facilitar a detecção in vitro da substância a ser analisada



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza de hemorreologia ZCWYL
Especificações de Embalagem	500 mL, 5 L, 5 L x 2, 10 L, 20 L
Código do Produto	p1098

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação utilizada durante a detecção em um analisador automático de hemorreologia, com o objetivo de facilitar a detecção in vitro da substância a ser analisada

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza do sistema de reação. Seu principal princípio de ação é que o surfactante da solução de limpeza reduz eficazmente a tensão superficial das proteínas do sistema de reação, de modo que as amostras de sangue...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.