

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza MEK620

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de células sanguíneas, a fim de facilitar a detecção in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto

MEK620

Especificações de Embalagem

5 L, 20 L

Código do Produto

p1112

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de células sanguíneas, a fim de facilitar a detecção in vitro das células sanguíneas, da hemoglobina e de outras substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é remover, por meio da limpeza, as proteínas residuais do sistema de reação

Composição

Hipoclorito de sódio

Armazenamento e Utilização

Conservar em local seco e bem ventilado...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnologia · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I&D, fabrico e venda de reagentes de diagnóstico in vitro