

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza B para analisador de coagulação JQ

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de coagulação totalmente automáticos, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza B para analisador de coagulação JQ
Especificações de Embalagem	30 mL, 30 mL × 6, 53 mL × 2, 100 mL, 500 mL, 510 mL, 1250 mL, 1 L, 2 L, 2.5 L, 4 L, 6 L, 10 L
Código do Produto	p1119

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores de coagulação totalmente automáticos, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que a solução de limpeza é utilizada antes da geração do sinal (...)

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.