

Reagente de Diagnóstico In Vitro

Solução de limpeza para analisador de coagulação–SKXD II 10 mL

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores automáticos de coagulação, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas



Foto do Produto

Modelo do Produto	Solução de limpeza para analisador de coagulação–SKXD II
Especificações de Embalagem	10 mL, 30 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Código do Produto	p1121

Utilização Prevista

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação durante o processo de análise dos analisadores automáticos de coagulação, a fim de facilitar a detecção in vitro das substâncias a serem analisadas

Princípio

Este produto é uma solução de limpeza para o sistema de reação. Seu principal princípio de funcionamento é que o tensoativo da solução de limpeza pode reduzir eficazmente a reação...

Este documento é compilado a partir das informações de registro do produto, apenas para referência. Consulte as instruções do produto e o certificado de registro para obter detalhes.

